

Antidekubitní program Varilite/Trulife

Kontaktní údaje zákazníka

Jméno			
Bydliště			
Telefon		Email	
Hmotnost		Zdravotní pojišťovna	

Seznamte se prosím se všemi možnostmi antidekubitního programu, poté označte zaškrtnutím Vámi zvolenou alternativu. Po schválení žádosti pojišťovnou Vám bude antidekubitní program dodán ve skladbě dle objednáčeho listu.

Položky označené: ☐ jsou skladem, ☒ jsou na objednání s dobou dodání 3-6 týdnů.

Zádové opěrky Varilite

Přídavné, pevné zádové opěrky umožňují ergonomicky správné sezení, fixaci a stabilizaci trupu uživatele. Polstr zádové opěrky je tvořen komorou, v které je možno pomocí ventilu nastavit optimální tlak vzduchu a tím požadovanou tvrdost zádové opěrky. Rychloupínací držáky zádové opěrky umožňují nastavení úhlu, výšky i pozice ve směru vpřed/vzad. Zámky držáků s aretací umožňují odejmutí zádové opěrky jednou rukou. Duralová skořepina slouží také jako základna k instalaci fixačních prvků a příslušenství. Nosnost 136 kg (při pevném uchycení na el. vozík 180 kg).

LOW 	Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní uživatele. Zádová opěrka poskytuje oporu pro spodní část trupu. ☐ 35 x 18 cm ☐ 38 x 20 cm ☐ 40 x 21 cm ☐ 43 x 22 cm ☐ 45 x 23 cm ☒ 50 x 24 cm	☐ 12.594,- Kč 5003886 úhrada ZP 11.334,60 Kč doplatek 1.259,40 Kč
MID 	Zádová opěrka střední výšky poskytuje oporu těsně pod lopatky zad uživatele a umožňuje tak plný rozsah pohybu paží. ☐ 30 x 25 cm ☐ 35 x 25 cm ☐ 38 x 31 cm ☐ 40 x 32 cm ☐ 43 x 34 cm ☐ 45 x 36 cm ☐ 50 x 40 cm ☒ 55 x 40 cm ☒ 60 x 40 cm	☐ 13.238,- Kč 5003887 úhrada ZP 11.914,20 Kč doplatek 1.323,80 Kč
TALL 	Vysoká zádová opěrka poskytuje oporu zad až po ramena. Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením. I pro elektrické vozíky. ☐ 30 x 37 cm ☐ 35 x 43 cm ☐ 38 x 46 cm ☐ 40 x 49 cm ☐ 43 x 52 cm ☐ 45 x 55 cm ☐ 50 x 60 cm	☐ 13.881,- Kč 5003888 úhrada ZP 12.492,90 Kč doplatek 1.388,10 Kč
DEEP 	Vysoká zádová opěrka poskytuje oporu zad až po ramena. Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením. I pro elektrické vozíky. ☐ 35 x 43 cm ☐ 38 x 46 cm ☐ 40 x 49 cm ☐ 43 x 52 cm ☐ 45 x 55 cm ☐ 50 x 60 cm	☐ 16.400,- Kč 5003889 úhrada ZP 14.760,- Kč doplatek 1.640,- Kč

Peloty boční					
Pevné 	velikost polstru	pro šířku zádové opěrky:		☐	3.770,- Kč
	☐ 8 x 10 cm	☐ 30 cm	☐ 35 - 37 cm		5003908
	☐ 10 x 13 cm	☐ 40 - 43 cm			úhrada ZP 3.393,- Kč
	☐ 13 x 15 cm	☐ 40 - 43 cm	☐ 45 cm ☐ 50 - 60 cm		doplatek 377,- Kč
Odklopné 	velikost polstru	pro šířku zádové opěrky:		☐	8.866,- Kč
	☐ 8 x 10 cm	☐ 30 cm	☐ 35 - 37 cm		5003907
	☐ 10 x 13 cm	☐ 40 - 43 cm			úhrada ZP 7.979,40 Kč
	☐ 13 x 15 cm	☐ 40 - 43 cm	☐ 45 cm ☐ 50 - 60 cm		doplatek 886,60 Kč
cena je vždy účtována za pár					

Bezpečnostní pás			
Dvoubodový		☐	1.490,- Kč ZP nehradí
Čtyřbodový		☐	1.755,- Kč ZP nehradí

Antidekubitní sedáky																																																																														
Antidekubitní sedáky Varilite jsou tvořeny systémem vzduch-pěna. Pěnové jádro sedáku poskytuje oporu sedu a zároveň zajišťuje, že se sedák po odlehčení nafoukne. Vzduchové komory pak umožňují rovnoměrnou distribuci zatížení sedacích partií. Sedáky mají velmi nízkou hmotnost, což je předurčuje k instalaci i na aktivní vozíky. Nosnost všech sedáků je 280 kg.																																																																														
Reflex 	Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem, jednou vzduchovou komorou a automatickým ventilem. Pěnové jádro má integrovaný abdukční klín. Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů. Výška sedáku je 8 cm. <table><tr><td></td><td colspan="7">hloubka</td><td></td><td rowspan="10"> ☐ 4.321,- Kč 5003890 plně hrazeno ZP </td></tr><tr><td></td><td>30</td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="8">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		hloubka								☐ 4.321,- Kč 5003890 plně hrazeno ZP		30	35	38	40	43	45	50	šířka	30	☐	☐						35		☐		☐		☐	☐	38			☐		☐			40		☐		☐		☐	☐	43				☐				45				☐		☐	☐	50				☐		☐	☐		
	hloubka								☐ 4.321,- Kč 5003890 plně hrazeno ZP																																																																					
	30	35	38	40	43	45	50																																																																							
šířka	30	☐	☐																																																																											
	35		☐		☐		☐	☐																																																																						
	38			☐		☐																																																																								
	40		☐		☐		☐	☐																																																																						
	43				☐																																																																									
	45				☐		☐	☐																																																																						
	50				☐		☐	☐																																																																						
	Zoid 	Antidekubitní sedák pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů bez potřeby výrazné stabilizace sedu. Především pro uživatele aktivních mechanických vozíků. Komora sedáku má standardní ventil pro nastavení množství vzduchu v sedáku a tím jeho tvrdosti. Výška sedáku je 6 cm. <table><tr><td></td><td colspan="8">hloubka</td><td></td><td rowspan="10"> ☐ 8.660,64 Kč 5003891 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč </td></tr><tr><td></td><td>20</td><td>30</td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="8">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		hloubka									☐ 8.660,64 Kč 5003891 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč		20	30	35	38	40	43	45	50	šířka	30	☐	☐						35			☐		☐		☐	38				☐		☐		40					☐		☐	43						☐		45					☐		☐	50						☐
	hloubka									☐ 8.660,64 Kč 5003891 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč																																																																				
	20	30	35	38	40	43	45	50																																																																						
šířka	30	☐	☐																																																																											
	35			☐		☐		☐																																																																						
	38				☐		☐																																																																							
	40					☐		☐																																																																						
	43						☐																																																																							
	45					☐		☐																																																																						
	50						☐	☐																																																																						

Antidekubitní sedáky

Evolution PSV 	Sedák Evolution je vhodný pro uživatele s požadavkem na zvýšenou symetrickou stabilizaci sedu. Sedák má integrovaný abdukční klín a komora sedáku je vybavena ventilem PSV pro jednoduché opakované nastavení tvrdosti sedáku. Poskytuje nejvyšší ochranu tkáně. Výška sedáku je 9,7cm. <table><tr><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="7">☐</td><td rowspan="7">8.660,64 Kč 5003892 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč</td></tr><tr><td>35</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		hloubka									35	38	40	43	45	50			šířka	30	☐					☐	8.660,64 Kč 5003892 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč	35	☐		☐		☐	☐	38		☐		☐			40	☐		☐		☐	☐	43			☐				45			☐		☐	☐	50			☐		☐	☐
	hloubka																																																																					
	35	38	40	43	45	50																																																																
šířka	30	☐					☐	8.660,64 Kč 5003892 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč																																																														
	35	☐		☐		☐			☐																																																													
	38		☐		☐																																																																	
	40	☐		☐		☐			☐																																																													
	43			☐																																																																		
	45			☐		☐			☐																																																													
	50			☐		☐			☐																																																													
Bariatrické velikosti ☐ 55 x 45 cm ☐ 55 x 50 cm ☐ 60 x 45 cm ☐ 60 x 50 cm	☐ 10.372,64 Kč 5003893 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 3.068,- Kč																																																																					

Meridian 	Sedák vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů a požadavky na výraznou mediální a symetrickou laterální stabilizaci sedu. Sedák má dvě samostatné vzduchové komory. Výška sedáku je 9,7 cm. <table><tr><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="7">☐</td><td rowspan="7">8.881,64 Kč 5003894 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.577,- Kč</td></tr><tr><td>35</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		hloubka									35	38	40	43	45	50			šířka	30	☐					☐	8.881,64 Kč 5003894 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.577,- Kč	35	☐		☐		☐	☐	38		☐		☐			40	☐		☐		☐	☐	43			☐				45			☐		☐	☐	50			☐		☐	☐
	hloubka																																																																					
	35	38	40	43	45	50																																																																
šířka	30	☐					☐	8.881,64 Kč 5003894 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.577,- Kč																																																														
	35	☐		☐		☐			☐																																																													
	38		☐		☐																																																																	
	40	☐		☐		☐			☐																																																													
	43			☐																																																																		
	45			☐		☐			☐																																																													
	50			☐		☐			☐																																																													

Sedací systémy Varilite

Sedací systémy jsou kombinací antidekubitních sedáků s pomůckami pro polohování. Sedací systémy zároveň umožňují individuální přispůsobení. Takovýto sedák poskytuje výrazně lepší stabilizaci sedu. Nosnost 280 kg.

Meridian Wave 	Jedná se o sedák Varilite Meridian podložený konturovanou deskou z tvrzené pěny v provedení LPB. Zajišťuje výraznou boční stabilizaci sedu a vysokou mediální oporu sedu. Výška systému je 13 cm. <table><tr><td></td><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>40</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr></table>			hloubka										35	38	40	43	45	50			šířka	30	☐								35	☐		☐		☐	☐			38		☐		☐				☐	40	☐		☐		☐	☐			43				☐					45			☐		☐	☐			50			☐		☐	☐			10.828,64 Kč 5003895 ☐ úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 3.524,- Kč
		hloubka																																																																																				
		35	38	40	43	45	50																																																																															
šířka	30	☐																																																																																				
	35	☐		☐		☐	☐																																																																															
	38		☐		☐				☐																																																																													
	40	☐		☐		☐	☐																																																																															
	43				☐																																																																																	
	45			☐		☐	☐																																																																															
50			☐		☐	☐																																																																																

Sedací systémy Varilite

Proform NX 	Tento sedací systém umožňuje kompenzovat různé délky dolních končetin či polohu pánve. Konturovaná deska zajišťuje boční stabilizaci. Mediální stabilizaci poskytuje klín a vzduchové komory. Konturovanou desku a klín je možno upravit seříznutím. Výška sedáku je 12 cm. <table><tr><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">☐</td></tr><tr><td>35</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> 10.518,64 Kč 5003896 úhrada ZP7.304,64 Kč doplatek3.214,- Kč		hloubka									35	38	40	43	45	50			šířka	30	☐						☐	35	☐		☐				38		☐		☐			40			☐		☐	☐	43				☐			45			☐		☐	☐	50			☐		☐	☐
	hloubka																																																																					
	35	38	40	43	45	50																																																																
šířka	30	☐						☐																																																														
	35	☐		☐																																																																		
	38		☐		☐																																																																	
	40			☐		☐	☐																																																															
	43				☐																																																																	
	45			☐		☐	☐																																																															
50			☐		☐	☐																																																																
Proform NX Dual 	Dvoukomorová forma sedacího systému Proform NX. Vzduchová komora je rozdělena na pravou a levou část. Obě části lze regulovat pomocí ventilů nezávisle na sobě. vhodná zejména pro korekci skonu a obklopení pánve a skoliotického postavení páteře. Vysoce variabilní sedací systém. Výška sedáku je 12 cm. <table><tr><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">šířka</td><td>30</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">☐</td></tr><tr><td>35</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> 10.518,64 Kč 5003896 úhrada ZP7.304,64 Kč doplatek3.214,- Kč		hloubka									35	38	40	43	45	50			šířka	30	☐						☐	35	☐		☐				38		☐		☐			40			☐		☐	☐	43				☐			45			☐		☐	☐	50			☐		☐	☐
	hloubka																																																																					
	35	38	40	43	45	50																																																																
šířka	30	☐						☐																																																														
	35	☐		☐																																																																		
	38		☐		☐																																																																	
	40			☐		☐	☐																																																															
	43				☐																																																																	
	45			☐		☐	☐																																																															
50			☐		☐	☐																																																																

Potah k sedákům/sedacím systémům

Sedáky a sedací systémy jsou skladem s potahem z prodyšné textilie (s výjimkou sedáku Reflex), inkontinentní potah je pouze na objednání. Sedák Reflex je skladem pouze s inkontinentním potahem. Potah je v ceně sedáku/sedacího systému.



Prodyšná textilie



Inkontinentní

Konturované desky

Základnové desky z tvrdé pěny slouží k zvýraznění boční a mediální opory sedu.


Konturovaná deska klín CPW	 Klínovitý tvar zajišťuje stabilizaci sedu, abdukční pahorek, laterální opora stehén.	☐	
Konturovaná deska LPB	 Výrazná laterální opora, zvýšená opora v oblasti hýždí.	☐	1.988,- Kč
Konturovaná deska CPB	 Výrazná laterální opora, zvýšená opora v oblasti hýždí, abdukční hrbolek.	☐	ZP nehradí

Snížená sedačka			
	Slouží ke kompenzaci nárůstu výšky sedačky po instalaci sedacího systému o vyšší výšce. Možnost snížení sedáku až o 10 cm, nastavení sklonu až o 15°.	☐	7.287,- Kč
			ZP nehradí


Sedací systém Junior			
Sedací systém JUNIOR je systém speciálně navržený pro děti s využitím antropometrických údajů. Antidekubitní sedák i zádové opěrky jsou dodávány pouze s inkontinentním potahem.			
Antidekubitní sedák JUNIOR 	Dětský antidekubitní sedák s jednou vzduchovou komorou a standardním ventilem. Dva druhy pěny s různou tuhostí sedáku JUNIOR zajišťují stabilitu sedu dítěte, zatímco omyvatelný a voděodolný potah umožňuje dětem být dětmi. Součástí sedáku je abdukční klín. Sedák má nosnost 90 kg a jeho výška je 7,4 cm. ☐ 25 x 25 cm ☐ 25 x 30 cm ☐ 28 x 28 cm ☐ 28 x 33 cm ☐ 30 x 30 cm	☐	8.976,64 Kč 5003899 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.672,- Kč
Zádová opěrka JUNIOR MID 	Dětská zádová opěrka Varilite JUNIOR MID nabízí širokou škálu možností nastavení ve smyslu výšky, pozice vpřed/vzad a úhlového nastavení. Založena na systému pěna-vzduch se standardním ventilem. Pro vozíky s šíří zádové opěrky 23 - 28 cm, hloubka bočního vedení 2,5 cm. Nosnost 45 kg. ☐ 25 x 23,5 cm	☐	12.812,- Kč 5003897 úhrada ZP 11.530,80 Kč doplatek 1.281,20 Kč
Zádová opěrka JUNIOR DEEP 	Dětská zádová opěrka Varilite JUNIOR DEEP je obdobou opěrky JUNIOR MID s hlubokým provedením bočního vedení. Poskytuje vyšší stabilizaci sedu. Hloubka bočního vedení opěrky je 8,5 cm. Opěrka je určena pro vozíky s šíří zádové opěrky 23 - 28 cm. Nosnost 45 kg. ☐ 25 x 23,5 cm	☐	13.404,- Kč 5003898 úhrada ZP 12.063,60 Kč doplatek 1.340,40 Kč

Antidekubitní sedáky Trulife																																					
Sedáky Trulife jsou tvořeny kombinací gelů a pěny/vzduchových komor. Gelová vrstva sedáků zajišťuje komfortní tělesnou teplotu v oblasti sedacích partií a spolu s pěnou vrstvou/vzduchovou komorou pomáhá k docílení optimálního rozložení tlaku. Jsou určeny pro osoby se středním až vysokým stupněm rizika pro vznik proleženin. Sedáky jsou dodávány včetně inkontinentního potahu.																																					
Gelcell 	Pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů. Kombinace vzájemně propojených vzduchových komůrek a gelu. Rovnoměrné rozložení váhy po celé ploše sedáku. Výška sedáku 5 cm, regulace vzduchu pomocí pumpičky, nosnost 130 kg.																																				
	šířka <table><tr><td></td><td colspan="4">hloubka</td></tr><tr><td></td><td>36</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td></tr><tr><td>38</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td></tr></table>		hloubka					36	40	43	45	38	☐				40		☐			43			☐		45		☐		☐	50				☐	☐
	hloubka																																				
	36	40	43	45																																	
38	☐																																				
40		☐																																			
43			☐																																		
45		☐		☐																																	
50				☐																																	

Antidekubitní sedáky Trulife

Gelcell G2 	Pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů. Kombinace gelu a vzájemně propojených vzduchových komůrek rozdělených do dvou samostatných komor. Zajišťuje lepší stabilizaci sedu. Výška sedáku 4 cm, regulace vzduchu pomocí pumpičky, nosnost 130 kg. <table><tr><td></td><td colspan="5">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">šířka</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				hloubka								36	38	40	43	45			šířka	36							38					40						43						45																															
	hloubka																																																																											
	36	38	40	43	45																																																																							
šířka	36																																																																											
	38																																																																											
	40																																																																											
	43																																																																											
	45																																																																											
Duogel 	Sedák pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů. Kombinace dvou typů gelů v pěnové formě. Anatomicky konturovaný, výška 8 cm, inkontinentní potah, nosnost 130 kg. <table><tr><td></td><td colspan="6">hloubka</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>36</td><td>40</td><td>43</td><td>45</td><td>48</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">šířka</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				hloubka									36	40	43	45	48	50			šířka	36								38						40						43						45							50							55							60						
	hloubka																																																																											
	36	40	43	45	48	50																																																																						
šířka	36																																																																											
	38																																																																											
	40																																																																											
	43																																																																											
	45																																																																											
	50																																																																											
	55																																																																											
	60																																																																											

Rozměry pro zaměření antidekubitního programu



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

Ceny uvedené v objednacím listu mají platnost minimálně 90 dnů. Dodání, servis a záruční podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Ortoservis s.r.o. Odpovědnost za vady a jakost je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Podpisem objednacího listu potvrzuje zákazník, že mu byly antidekubitní pomůcky zaměřeny a navrženy v požadované skladbě a odpovídajících rozměrových variantách. Pro potřeby žádosti o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění uživatel svým podpisem potvrzuje, že si je vyzkoušel. Podpisem objednacího listu nedochází k uzavření objednávky.

Uživatel svým podpisem níže zároveň potvrzuje, že souhlasí s uvedenou skladbou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podepsáním tohoto dokumentu a zaškrtnutím políček jednotlivých účelů dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů, kterým je společnost **ORTOSERVIS s.r.o., IČ: 261 21 760**, se sídlem Praha 8, Ronkova 353/13, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72014 (dále již jen „Správce“), aby v souladu s platnou a účinnou legislativou zpracovával Vaše **osobní údaje** v rozsahu:

- a) obecné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, adresa trvalého pobytu);
- b) kontaktní údaje (email, telefon);
- c) rodné číslo;
- d) údaje o zdravotní pojišťovně;
- e) diagnóza (kód uvedený na poukazu); výška, váha

které byly získány prostřednictvím zaměřovacího listu příslušného zdravotnického prostředku, o jehož dodání koupí/půjčku/výpůjčku máte zájem.

Osobní údaje správce zpracovává pro účely:

- ☒ objednání a řádného dodání Vámi vybraného zdravotnického prostředku
- ☒ uchovávání za účelem zajištění rychlejší komunikace při případné následné reklamaci nebo požadavku na servis
- ☒ zasílání (e-mailem) obchodních sdělení (magazínů a newsletterů, které vydává Správce)
- ☒ vyhodnocování obchodních výsledků a příslušných obchodních statistik
- ☒ plnění z veřejného zdravotního pojištění dle příslušných právních předpisů

Jako subjekt údajů máte v oblasti ochrany osobních údajů tato práva:

- 1) vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
- 2) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
- 3) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- 4) vyžádat si u Správce přístup k Vaším osobním údajům;
- 5) požadovat po Správci aktualizaci nebo opravu osobních údajů, případně požadovat omezení zpracování Správcem;
- 6) požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů;
- 7) požadovat po Správci předání údajů jinému Správci;
- 8) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to po dobu trvání spolupráce mezi Správcem a subjektem údajů. Pominou-li účely, pro které jsou data zpracovávána, Správce osobní údaje vymaže bez zbytečného odkladu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím emailu (ortoservis@ortoservis.cz) nebo zasláním odvolání na adresu sídla Správce.

Podrobnější informace ohledně politiky zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.ortoservis.cz

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

V _____ dne _____

_____ podpis

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha	tel. 266 310 967 (974)
Brno	tel. 549 215 229
České Budějovice	tel. 387 203 845
Opava	tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha	tel. 266 313 652
Brno	tel. 541 240 393
České Budějovice	tel. 387 432 502
Opava	tel. 553 775 226