

Handicare Van Gogh/Rembrandt/Vermeer

typ sedáku ALLIANCE

code:

Zákazník:

Jméno:

Adresa:

tel.:



Schodišťová sedačka Handicare Van Gogh/Rembrandt/Vermeer (Jednokolejnicový systém Freecurve, sedák Alliance). Model Van Gogh je určený pro vnější stranu schodiště Rembrandt pro vnitřní. Model Vermeer je určený pro vnitřní stranu schodiště u vícepodlažních bytových domů. Manuálně otočný sedák ve třech barevných variantách, manuálně sklopná stupačka, odklopné područky. Ovládání jízdy na pravé nebo levé područce. Součástí dodávky jsou dálkové ovladače v množství dle počtu stanic. Nabíjení sedačky probíhá v každé stanici. Nosnost 125 kg. Při objednání je potřeba zvolit průběh dráhy, zvolit podobu dolní a horní stanice. Na základě přibližného zaměření dráhy zpracujeme cenovou nabídku. Přesné zaměření schodiště pro výrobu bude provedeno fotometrickou metodou PhotoSurvey. Při této metodě bude dráha i sedačka vizualizována a je možno upřesnit umístění jednotlivých stanic.

Umístění kolejnice
(při pohledu zdola nahoru)

☐

LEVÁ strana


☐

PRAVÁ strana

Materiál schodiště

Umístění el. přípojky

Spodní stanice


☒


Standardní

☐

Zkrácený (drop nose)

☐


Sklopný úsek kolejnice (elektricky, minimálně 100 cm rovného úseku)


☐

za zatáčkou 90°

☐

za zatáčkou 180°



☐

Horizontální přechod

Schodiště a kolejnice

Průběh dráhy

Horní stanice


☒


Standardní

☐

Zkrácený (drop nose)

☐


Sklopný úsek kolejnice (elektricky, minimálně 100 cm rovného úseku)


☐

za zatáčkou 90°

☐

za zatáčkou 180°


☐

Horizontální přechod

Schodiště a kolejnice	Přibližná délka dráhy				
	Mezistanice				
	Nabíjecí body mimo stanice nebo mezistanice				
	Podložky pod nohy	☐	Vhodné pokud je na schodišti tlustý koberec		
	Upevnění do zdi	☐	Popsat do poznámky		
	Barevnost kolejnice				☐ RAL
		☒ Krémová	☐ Šedá	☐ Hnědá	
Sedák a stupačka	Typ sedáku	☒ Classic			
					
		Sedák a zádočná opěrka jsou tvořeny kombinací dřeva a barevného polstrování			
		☒ Bílé dřevo Hnědý polstr	☐ Bílé dřevo Červený polst	☐ Hnědé dřevo Krémový polstr	
	Ovládání sedačky	☒ Na pravé područce	☐ Na levé područce		
	Active seat	☐ Pružina pod sedákem, k usnadnění vstávání			
		☐ 45-65 kg	☐ 65-85 kg	☐ 85-105 kg	☐ 105-125 kg
	Bezpečnostní pás	☒ Navíjecí-na pravou ruku	☐ Navíjecí-na levou ruku		
	Stupačka	☒ Standardní			
		☐ Velká (270 x 330 mm)			
		☐ Zkosená	☒ Rozhodnout při výrobě		
	Sklápění stupačky	☒ Manuální (stupačka samostatně)			
	☐ Elektrické (ovl. pod područkou)				
Otočná sedačka	☒ Manuální				
	☐ Elektrické (v horní stanici)				
Ostatní	Turn & GO	☐	Natočení sedačky o 70° (pro úzká schodiště, 69 cm Van Gogh, 77 cm Rembrandt)		
	Zesilovač signálu	☐	Zesiluje (opakuje) signál dálkových ovladačů (vhodný pro 3 a více podlaží)		
Poznámky					

☐ Zpracovat nabídku jako přílohu žádosti o příspěvek dle zak. č 329/2011

Sedačka je zadána do výroby až po úhradě 30 až 50 procent ceny hrazené zákazníkem. Cenová nabídka bude zákazníkovi zaslána na základě údajů v objednacím listě. Dodání, servis a záruční podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Ortoservis s.r.o. Odpovědnost za vady a jakost je 24 měsíců, pokud není v cenové nabídce stanoveno jinak.

Podpisem objednáčního listu potvrzuje zákazník, že mu sedačka byla zaměřena a navržena v požadované skladbě. Zákazník svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s uvedenou skladbou sedačky. Podpisem objednáčního listu nedochází k uzavření objednávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podepsáním tohoto dokumentu a zaškrtnutím políček jednotlivých účelů dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů, kterým je společnost **ORTOSERVIS s.r.o., IČ: 261 21 760**, se sídlem Praha 8, Ronkova 353/13, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72014 (dále již jen „*Správce*“), aby v souladu s platnou a účinnou legislativou zpracovával Vaše **osobní údaje** v rozsahu:

- a) obecné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, adresa trvalého pobytu);
- b) kontaktní údaje (email, telefon);
- c) rodné číslo;
- d) údaje o zdravotní pojišťovně;
- e) diagnóza (kód uvedený na poukazu); výška, váha

které byly získány prostřednictvím zaměřovacího listu příslušného zdravotnického prostředku, o jehož dodání koupi/půjčku/výpůjčku máte zájem.

Osobní údaje správce zpracovává pro účely:

- ☒ objednání a řádného dodání Vámi vybraného zdravotnického prostředku
- ☒ uchovávání za účelem zajištění rychlejší komunikace při případné následné reklamaci nebo požadavku na servis
- ☒ zasílání (e-mailem) obchodních sdělení (magazínů a newsletterů, které vydává Správce)
- ☒ vyhodnocování obchodních výsledků a příslušných obchodních statistik
- ☒ plnění z veřejného zdravotního pojištění dle příslušných právních předpisů

Jako subjekt údajů máte v oblasti ochrany osobních údajů tato práva:

- 1) vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
- 2) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
- 3) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- 4) vyžádat si u Správce přístup k Vaším osobním údajům;
- 5) požadovat po Správci aktualizaci nebo opravu osobních údajů, případně požadovat omezení zpracování Správce;
- 6) požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů;
- 7) požadovat po Správci předání údajů jinému Správci;
- 8) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to po dobu trvání spolupráce mezi Správce a subjektem údajů. Pominou-li účely, pro které jsou data zpracovávána, Správce osobní údaje vymaže bez zbytečného odkladu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím emailu (ortoservis@ortoservis.cz) nebo zasláním odvolání na adresu sídla Správce.

Podrobnější informace ohledně politiky zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.ortoservis.cz

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

V _____ dne _____

podpis



PRAHA - centrála

Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel. 266 313 652
ortoservis@ortoservis.cz

BRNO

Minská 100/132
616 00 Brno - Žabovřesky
tel. 541 240 393
brno@ortoservis.cz

OPAVA

Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel. 553 775 226
opava@ortoservis.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608
370 00 České Budějovice
tel. 384 432 502
cb@ortoservis.cz