

Handicare 1100

typ sedáku Style

code:


Zákazník:

Jméno:

Adresa:

tel.:

Schodišťová sedačka na přímá schodiště Handicare 1100. Manuálně otočný sedák s polstrem z umělé kůže v béžové barvě, manuálně sklopná stupačka, odklopné područky. Ovládání jízdy na pravé područce. Součástí dodávky jsou dva kusy dálkových ovladačů. Nabíjení sedačky v celé délce dráhy. Maximální délka kolejnice 7,05 m, nosnost 140 kg.

Schodiště	Umístění kolejnice (při pohledu zdola nahoru)	☐ LEVÁ strana	☐ PRAVÁ strana
	Materiál schodiště		
	Umístění el. přípojky		
	A = B = α =  Úhel sklonu schodiště musí být mezi 30° a 50°. Při sklonu 30° - 45° je nosnost sedačky 140 kg. Při sklonu 46° - 50° je nosnost sedačky 130 kg		
Sedák a stupačka	Typ sedáku	☒ Style	
	Sklopění stupačky	☒ Manuální	
		☐ Elektrické (tlačítko pod pravou područkou)	
Kolejnice	Pevná	☒	
	Posuvná	☐	Délka kolejnice 2,35 až 4,7 m. Sklon schodiště 37°-50°, nosnost 120 kg
	Sklopná v dolní stanici	☐	Manuální. Min. délka kolejnice 1,7 m (5 schodů), sklopná délka 650 mm
	Podložky pod nohy	☐	Vhodné pokud je na schodišti tlustý koberec
	Upevnění do zdi	☐	Popsat do poznámky
	Nulový přesah kolejnice	☐	Zero intrusion, nelze kombinovat s posuvnou kolejnicí
	Délka kolejnice	☒	4,7 m (ověřit zda A+B+250 < 4700 mm)
		☐	7,05 m (ověřit zda A+B+250 < 7050 mm)
Horní stanice		☒	Stupačka v horní stanici v úrovni podesty (přesah 250 mm)
		☐	Stupačka v horní stanici cca 5 cm nad úroveň podesty (přesah 330 mm)
		☐	Dodat v přesné délce (včetně přesahu) cm
Poznámky	 		

☐ Zpracovat nabídku jako přílohu žádosti o příspěvek dle zak. č 329/2011