

Mechanický vozík

CATALYST 5X



Základní provedení: Odlehčený mechanický vozík s velmi vysokou variabilitou a možností přizpůsobení zdravotním i individuálním požadavkům uživatele. Hliníkový skládací rám s širokou škálou barevného provedení, s variabilním umístěním zadní osy kola s možností nastavení těžiště, výšky, hloubky a úhlu sedu. V základním provedení jsou odklopné područky, dělené odklopitelné stupačky s možností volby pozice páčky pro odklopení a kolenního úhlu. Vzdušnicová zadní kola 24" x 1 3/8, plná přední kola 6". s Hmotnost základního provedení 10,9 kg.

Kontaktní údaje zákazníka

Jméno			
Bydliště			
Telefon		Email	
Hmotnost		Zdravotní pojišťovna	

Seznamte se prosím s výše uvedenou skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uveden kód a cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení ještě poukaz s tímto kódem. Po schválení žádosti pojišťovnou Vám bude vozík dodán vozík ve skladbě dle objednáčního listu.

Mechanický vozík Catalyst 5VX



35.470,-Kč


ZP nehradí

Rám vozíku					
Nosnost	136 kg		☐		
	160 kg		☐	7.680,- Kč ZP nehradí	
Barva	matná				
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	Military Green	Emerald Green	Charcoal Gray	Iridescent	Iridescent Navy
	Retro Red	Royal Blue	Shadow Black	Smooth White	
	khaki	smaragdová	tm.šedá	vínová	tm.modrá
červená					
modrá					
černá					
bílá					
lesklá					
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Black	Blue Skies	Bubblegum Pink	Candy Blue	Candy Purple	Candy Red
Copper	Granny Smith	Metallic Orange			
černá	sv. modrá	růžová	modrá	fialová	červená
měděná					
zelená					
oranžová					
☐	☐				
Yellow					
žlutá					
hydrografika	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	Carbon Fiber Black	Carbon Fiber Blue	Carbon Fiber Pink	Carbon Fiber Purple	Carbon Fiber Red
	Zebra Granny Smith	Zebra Pink	Zebra Purple	Zebra Red	Zebra Blue
	Desert Digital	Muddy Girl	NEXT Camo	Pink Camo	
Eloxované hliníkové díly					
	standardně v černé barvě v rámci ceny				
☐	☐	☐	☐	☐	
modrá	cínová	červená	růžová		
☐	☐	☐	☐	☐	
fialová	oranžová	svítivě zelená			
					</

Sedačka					
Šířka sedu	☐ 36 cm	☐ 38 cm	☐ 41 cm	☐	
	☐ 43 cm	☐ 46 cm	☐ 48 cm		
	☐ 51 cm				
	☐ 53 cm	☐ 56 cm		☐	6.310,- Kč ZP nehradí
Hloubka sedu	☐ 36 cm	☐ 38 cm	☐ 41 cm	☐	
	☐ 43 cm	☐ 46 cm	☐ 48 cm		
	☐ 51 cm				
Hliníková deska sedačky		pevný podklad pro sedací systém, o 1 cm kratší než hloub. sedu lze odejmout a pak vozík složit		☐	4.120,- Kč ZP nehradí

Sedačka															
Antidekubitní sedák	Axiom G - tvarovaný sedák z kvalitní polyurethanové pěny do šíře vozíku 51 cm	☐	2.140,- Kč ZP nehradí												
	pro šíři vozíku 53 a 56 cm	☐	3.910,- Kč ZP nehradí												
	Axiom S - tvarovaný sedák z kvalitní polyurethanové pěny s větší mírou vyměkčení v oblasti kostních prominencí do šíře vozíku 51 cm	☐	3.970,- Kč ZP nehradí												
	pro šíři vozíku 53 a 56 cm	☐	4.876,- Kč ZP nehradí												
	Varilite Reflex - s automatickým nastavením tlaku, vhodný pro osoby s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů. Nosnost 280 kg.	☐	4.321,- Kč 5003890 plně hrazeno ZP												
	Varilite Zoid - vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů. Nosnost 280 kg	☐	8.660,64 Kč 5003891 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč												
	Varilite Evolution PSV - pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů se zvýšenou symetrickou stabilizací sedu a integrovaným abdukčním hrbolem. Nosnost 280 kg.	☐	8.660,64 Kč 5003892 úhrada ZP 7.304,64 Kč doplatek 1.356,- Kč												
Výška sedačky od země vpředu	výška sedačky vpředu														
	velikost předních kol	37	38	39	40	42	43	44	46	47	48	50	51	52	53
	5"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	6"			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7"					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	označené velikosti nejdou pro pevné stupačky														
Výška sedačky od země vzadu	výška sedačky vzadu														
	velikost zadních kol	20"	22"	24"	26"	30	33	36	38	40	43	46	48	51	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	max. úhel sedu je cca 7° (resp. cca 11,5° při výběru nastavitelného pouzdra předního kola)														

Zádová opěrka			
Standardní 	opěrka je výškově stavitelná v rámci 4 přednastavených poloh Výška nízká ☐ 22 cm ☐ 24 cm ☐ 27 cm ☐ 29 cm střední ☐ 32 cm ☐ 34 cm ☐ 37 cm ☐ 39 cm vysoká ☐ 42 cm ☐ 44 cm ☐ 47 cm ☐ 50 cm	☒	
S nastavit. sklonem 	opěrka je výškově stavitelná v rámci 3 přednastavených poloh nízká ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 41 cm střední ☐ 41 cm ☐ 43 cm ☐ 46 cm vysoká ☐ 46 cm ☐ 48 cm ☐ 51 cm	☐	3.548,- Kč ZP nehradí

Zádová opěrka				
Lámací 	nelze u nosnosti 160 kg,		☐	976,- Kč
	nízká ☐ 31 cm ☐ 34 cm ☐ 37 cm ☐ 39 cm vysoká ☐ 42 cm ☐ 44 cm ☐ 47 cm ☐ 50 cm			ZP nehradí
Tlačná madla (pouze pro standardní zádovou opěrku)	rovná		☒	
	bez madel		☐	
	lomená	 madla zalomená o 8° jen pro střední a vysokou standardní op.	☐	390,-Kč ZP nehradí
	výškově stavitelná	 rozsah výškového nastavení je 15 cm	☐	3.235,- Kč ZP nehradí
	sklopná	 nelze pro nosnost 160 kg	☐	1.880,- Kč ZP nehradí
Zkrácené rukojeti		o 5 cm zkrácené rukojeti nelze pro pro sklopná tlačná madla a pro nosnost 160 kg	☐	865,- Kč ZP nehradí
Zádová opěrka		standardní	☒	
		řemínková zádová opěrka		
		standardní potah	☐	3.846,- Kč
		potah air mesh	☐	ZP nehradí
	řemínková záda jsou nutná pro nízká a střední záda při šíři sedu 53 a 56 cm a pro lámací zádovou opěrku			
		nízká zádová opěrka Varilite LOW, opora spodní části zad ☐ 35 x 18 cm ☐ 38 x 20 cm ☐ 40 x 21 cm ☐ 43 x 22 cm ☐ 45 x 23 cm ☒ 50 x 24 cm	☐	12.594,- Kč 5003886 úhrada ZP 11.334,60 Kč doplatek 1.259,40 Kč
		střední zádová opěrka Varilite MID, opora těsně pod lopatky ☐ 35 x 25 cm ☐ 40 x 32 cm ☐ 38 x 31 cm ☐ 43 x 34 cm ☐ 45 x 36 cm ☐ 50 x 40 cm ☒ 55 x 40 cm	☐	13.238,- Kč 5003887 úhrada ZP 11.914,20 Kč doplatek 1.323,80 Kč

Područky			
Plastové blatníky		výškově nastavitelné (36 - 51 cm)	☒

Područky				
Hliníkové blatníky		pevné nelze pro výšku sedu vzadu 36 cm v kombinaci s 24" koly	☐	2.810,- Kč ZP nehradí
		odnímatelné, bez překryvu		
		černé	☐	3.215,- Kč ZP nehradí
		v barvě rámu (nelze pro hydrografiku)	☐	4.180,- Kč ZP nehradí
		nastavitelné, s pěnovým polstrem		
		černé	☐	3.880,- Kč ZP nehradí
		v barvě rámu (nelze pro hydrografiku)	☐	4.845,- Kč ZP nehradí
Karbonové blatníky		pevné nelze pro výšku sedu vzadu 36 cm v kombinaci s 24" koly	☐	5.730,- Kč ZP nehradí
		nastavitelné	☐	7.050,- Kč ZP nehradí
Odklopitelné		nelze pro hloubku sedu nižší než 40" nelze s polohovat. a lámací zád. op. nelze pro výšku sedu vzadu 38 cm s 24" koly	☐	
Výškově nastavitelné		nastavitelná výška 22 - 34 cm	☐	4.680,- Kč ZP nehradí
Výškově nastavitelné vysoké		nastavitelná výška 29 - 38 cm	☐	4.680,- Kč ZP nehradí
Výškově nastavitelné nízké		nastavitelná výška 17 - 27 cm pouze s koly Spinergy, Mag nebo Maxx Spoke	☐	4.680,- Kč ZP nehradí
Výškově stavitelné odklopitelné		nelze s lámací zádovou opěrkou	☐	4.805,- Kč ZP nehradí
Výškově nastavitelné odklopitelné vysoké		nelze s lámací zádovou opěrkou	☐	4.805,- Kč ZP nehradí
Typ polstru opěrky		standardní ☐ krátké ☒ dlouhé	☒	



Područky				
Typ polstru opěrky		komfort ☐ krátké (23 cm) ☐ dlouhé (34 cm) nelze pro odklopitelné područky	☐	415,- Kč ZP nehradí
Trubkové područky odklopitelné		nelze s polohovatelnou záďovou opěrkou		
		bez blatníků	☐	3.190,- Kč ZP nehradí
		s blatníky	☐	6.412,- Kč ZP nehradí
Bez područek			☐	


Stupačky			
Odklopitelné 	úhel v kolenou ☐ 100° (nelze pro 7" kola) ☒ 110° ☐ 120° pozice páčky aretace stupačky ☒ standard ☐ nastavitelná ☐ v rovině rámu ☐ kolmá	☒	
Pevné 	úhel v kolenou ☐ 100° (nelze pro 7" kola) ☐ 110°	☐	
Polohovatelné 	polohovatelné stupačky s lýtkovou podporou nastavitelná poloha kloubu	☐	6.518,- Kč ZP nehradí
Nášlapné plochy	dělené	☒	
	Hliníková, úhlově a hloubkově nastavitelná	☐	2.815,- Kč ZP nehradí
	Jednodílná, úhlově nastavitelná nelze pro polohovatelné stupačky	☐	3.244,- Kč ZP nehradí
Délka stupačky	vzdálenost mezi sedačkou a nášlapnou plochou stupačky délka stupačky musí být minimálně 5 cm kratší než požadovaná výška sedačky vpředu ☐ krátká (29 - 38 cm) ☐ střední (33 - 43 cm) ☐ dlouhá (39 - 50 cm) uveďte požadovanou délku stupačkycm při volbě polohovatelné stupačky volte délku v rozmezí 30-48 cm)		


Stupačky			
Opatěnky	☐ standardní ☐ nastavitelné nelze pro jednoduchou stupačku	☐	
Lýtkový pásek	nastavitelný, suchý zip	☐	
	polstrovaný 	☐	840,- Kč ZP nehradí
	lýtkový pásek Bodypoint 	☐	2.573,- Kč
	lýtkový panel Bodypoint 	☐	ZP nehradí
Opора pahýlu	 ☐ vpravo ☐ vlevo ☐ 13 x 20 cm ☐ 18 x 25 cm ☐ 13 x 20 cm ☐ 18 x 25 cm ☐ 13 x 20 cm ☐ 18 x 25 cm ☐ hladký potah ☐ potah air mesh	☐	5.370,- Kč (cena za ks) ZP nehradí
Bez stupaček		☐	

Kola			
Zadní	velikost	☐ 20" ☐ 22" ☒ 24" ☐ 26"	
	odklon kol	zvolte požadovaný odklon kol ☐ 0° ☐ 1° ☒ 2° ☐ 3° ☐ 4°	
		možnost dodatečné změny odklonu kol ☐ 0° ☐ 1° ☒ 2° ☐ 3° ☐ 4°	☐
	typ	Standard 	☒
		Mag  nelze pro kola 26"	☐
		Maxx Spoke  pro kola 24" pro kola 20", 22" a 26"	☐
		Superlight Spoke  pouze pro kola 24" nelze s nosností 160 kg	☐
		Spinergy Spox  nelze pro kola 20" barva výpletu: ☐ černá ☐ červená ☐ modrá ☐ bílá	☐
			2.660,- Kč ZP nehradí
			4.230,- Kč ZP nehradí
			13.110,- Kč ZP nehradí

Kola						
Zadní	pláště	vzdušnicové	Standard 1 3/8"		☒	
			Schwalbe 1 3/8" (pouze pro kola 24") (nelze pro kola Mag)		☐	1.500,- Kč ZP nehradí
			Vysokotlaké 1" (nelze pro kola Mag)		☐	1.235,- Kč ZP nehradí
			Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (pouze pro kola 24" a 26") (nelze pro kola Mag)		☐	1.480,- Kč ZP nehradí
		plné	Standard plné 1 3/8" nelze pro kola 26" a kola Superlight		☐	
			Obruče	hliníkové		
	hliníkové Superlight			pouze pro kola 24" pouze pro Maxx spoke a Superlight Spoke	☐	670,- Kč ZP nehradí
	pogumované				☐	3.420,- Kč ZP nehradí
	s výstupky			8 výstupků (1 cm vys.) pouze pro kola Maxx Spoke a Mag,nelze pro 20"	☐	5.550,- Kč ZP nehradí
	ergonomické (pro 24" a 22")			větší profil	☐	6.518,- Kč
				menší profil	☐	
	ergonomické vyšší tření (pro 24" a 22")			větší profil	☐	
				menší profil	☐	
	ergonomické bez propojení (pro 24" a 22")			větší profil	☐	ZP nehradí
				menší profil	☐	
	mikro-grip silikonová páska zvyšující přilnavost			☐	980,- Kč ZP nehradí	
	obruče blíže ke kolu (zúží vozík o cca 2 cm)			☐		
	bez obručí			☐		
	rychloupínací osa pro kvadruplegiky nelze pro kola Mag a Spinergy a bubnové brzdy				☐	2.830,- Kč ZP nehradí
	Brzdy	Zapuštěné		páka skrytá za trubku rámu, vhodné při přesunech do stran	☒	

Kola					
Brzdy	Standardní		brzdění odtlačením páky	☐	
			brzdění přitáhnutím páky	☐	
			prodloužení standardní páky	☐	916,- Kč ZP nehradí
			reverzní brzda zabraňuje odvalu kola zpět při jízdě do kopce (pouze pro stand. brzdou s odtlačením páky, nelze pro plná zadní kola)	☐	2.180,- Kč ZP nehradí
	S horizontální pákou		nelze pro plná zadní kola	☐	1.040,- Kč ZP nehradí
	Hemi	 	jednoruční brzda vhodná pro hemiplegiky ☐ vlevo ☐ vpravo	☐	4.620,- Kč ZP nehradí
	Bubnové	 	pouze pro kola Maxx Spoke (ne 26"), nelze pro polohovací zářovnou op., op.se sklopnými madly nebo bez madel	☐	7.860,- Kč ZP nehradí
Nastavení těžiště	 těžiště je nastavitelné, zvolte požadovanou pozici těžiště ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4				
Přední (plná)	plastový ráfek		5 x 1" nelze pro nosnost 160 kg	☐	
			6 x 1"	☒	
			7 x 1"	☐	
			6 x 1,5"	☐	940,- Kč ZP nehradí
			6 x 2"	☐	940,- Kč ZP nehradí
		hliníkový ráfek		5 x 1" nelze pro nosnost 160 kg	☐
			5 x 1,5" nelze pro nosnost 160 kg	☐	1.915,- Kč ZP nehradí
			6 x 1,5"	☐	1.915,- Kč ZP nehradí
pouzdro	standardní		☒		

Kola					
Přední (plná)	pouzdro	nastavitelné		umožňuje nast. větší záklon sedačky nelze pro nosnost 160 kg	☐ 980,- Kč ZP nehradí
	aretace otáčení vidlice			nelze s nastavitelným pouzdrům předních kol	☐ 2.480,- Kč ZP nehradí

Příslušenství					
Bezpečnostní pás	bezpečnostní pás dvoubodový		☐	1.317,- Kč ZP nehradí	
	bezpečnostní pás čtyřbodový		☐	2.980,- Kč ZP nehradí	
	Evoflex, M-46 		☐	3.138,- Kč ZP nehradí	
	více možností fixačních pásů naleznete v v zaměřovacím listu Bodypoint				
Rolny proti převrácení		☐ pevné ☐ odklopné (nastavitelné odnímatelné) cena je za pár rolen	☐	4.815,- Kč ZP nehradí	
Nášlapná patka		nelze pro nosnost 160 kg ☐ vlevo ☐ vpravo není možno instalovat na obě strany		☐ 684,- Kč ZP nehradí	
Chrániče výpletu		nelze s koly Mag		☐ 2.850,- Kč ZP nehradí	
		čiré			☐
		černé (nelze s koly 20")			☐
Držák berlí				☐ 2.620,- Kč ZP nehradí	
Držák kyslíkové láhve		nelze kombinovat s odklopitelnou rolnou proti převrácení ☐ vlevo ☐ vpravo		☐ 4.453,- Kč ZP nehradí	
Infuzní stojan		pouze v kombinaci se standardní rovnou zádovou opěrkou		☐ 3.605,- Kč ZP nehradí	
Fixace do auta		Fixační systém pro upevnění vozíku v automobilu, nelze pro nosnost 160 kg, lámací zádovou opěrku a s hliníkovou deskou sedačky		☐ 4.230,- Kč ZP nehradí	
Nosič zavazadla		max. nosnost 25 kg nelze s polohacími stupačkami, oporou pahýlu a variantou bez stupaček		☐ 1.390,- Kč ZP nehradí	

Příslušenství				
Transportní kolečka		umožňují sejmut zadní kola pro snazší přístup přes úzké prostory nelze s nášlap. patkami, nosností 160 kg a výškou sedu vzadu nižší než 37 cm	☐	1.897,- Kč ZP nehradí
Neoprenové chrániče trubek			☐	1.240,- Kč ZP nehradí
Kapsa pod sedačku		odnímatelná rozměr: 22 x 17 cm	☐	812,- Kč ZP nehradí
Batoh KiMobility			☐	1.160,- Kč ZP nehradí

Popis úprav

Vozík je zadán do výroby až po úhradě 30 procent ceny hrazené zákazníkem. Ceny uvedené v objednacím listu mají platnost minimálně 90 dnů. Dodání, servis a záruční podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Ortoservis s.r.o. Odpovědnost za vady a jakost je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Podpisem objednacího listu potvrzuje zákazník, že mu byl vozík zaměřen a navržen v požadované skladbě a odpovídajících rozměrových variantách. Pro potřeby žádosti o úhradu vozíku z prostředků veřejného zdravotního pojištění uživatel svým podpisem potvrzuje, že si vozík vyzkoušel. Podpisem objednacího listu nedochází k uzavření objednávky.

Uživatel svým podpisem níže zároveň potvrzuje, že souhlasí s uvedenou skladbou vozíku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podepsáním tohoto dokumentu a zaškrtnutím políček jednotlivých účelů dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů, kterým je společnost **ORTOSERVIS s.r.o., IČ: 261 21 760**, se sídlem Praha 8, Ronkova 353/13, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72014 (dále již jen „Správce“), aby v souladu s platnou a účinnou legislativou zpracovával Vaše **osobní údaje** v rozsahu:

- a) obecné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, adresa trvalého pobytu);
- b) kontaktní údaje (email, telefon);
- c) rodné číslo;
- d) údaje o zdravotní pojišťovně;
- e) diagnóza (kód uvedený na poukazu); výška, váha

které byly získány prostřednictvím zaměřovacího listu příslušného zdravotnického prostředku, o jehož dodání koupi/půjčku/výpůjčku máte zájem.

Osobní údaje správce zpracovává pro účely:

- ☒ objednání a řádného dodání Vámi vybraného zdravotnického prostředku
- ☒ uchovávání za účelem zajištění rychlejší komunikace při případné následné reklamaci nebo požadavku na servis
- ☒ zasílání (e-mailem) obchodních sdělení (magazínů a newsletterů, které vydává Správce)
- ☒ vyhodnocování obchodních výsledků a příslušných obchodních statistik
- ☒ plnění z veřejného zdravotního pojištění dle příslušných právních předpisů

Jako subjekt údajů máte v oblasti ochrany osobních údajů tato práva:

- 1) vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
- 2) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
- 3) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- 4) vyžádat si u Správce přístup k Vaším osobním údajům;
- 5) požadovat po Správci aktualizaci nebo opravu osobních údajů, případně požadovat omezení zpracování Správcem;
- 6) požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů;
- 7) požadovat po Správci předání údajů jinému Správci;
- 8) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to po dobu trvání spolupráce mezi Správcem a subjektem údajů. Pominou-li účely, pro které jsou data zpracovávána, Správce osobní údaje vymaže bez zbytečného odkladu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím emailu (ortoservis@ortoservis.cz) nebo zasláním odvolání na adresu sídla Správce.

Podrobnější informace ohledně politiky zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.ortoservis.cz

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

V _____ dne _____
_____ podpis

Návrh vozíku zpracoval _____

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha	tel. 266 310 967 (974)
Brno	tel. 549 215 229
České Budějovice	tel. 387 203 845
Opava	tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha	tel. 266 313 652
Brno	tel. 541 240 393
České Budějovice	tel. 387 432 502
Opava	tel. 553 775 226