

Handicare 4000

typ sedáku Style

code:

Zákazník:

Jméno:

Adresa:

tel.:

Schodišťová sedačka Handicare 4000 (kolejnice ze dvou zesílených trubek Handicare 4000, sedák Style). Manuálně otočný sedák s omyvatelným posltrem ve třech barevných variantách, manuálně sklopná stupačka, odklopné područky. Ovládání jízdy na pravé nebo levé područce. Součástí dodávky jsou dálkové ovladače v množství dle počtu stanic. Nabíjení sedačky probíhá v každé stanici. Nosnost 136 kg v zesíleném provedení 160 kg. Při objednání je potřeba zvolit průběh dráhy, zvolit podobu dolní a horní stanice. Na základě přibližného zaměření dráhy zpracujeme cenovou nabídku. Přesné zaměření schodiště pro výrobu bude provedeno fotometrickou metodou PhotoSurvey. Při této metodě bude dráha i sedačka vizualizována a je možno upřesnit umístění jednotlivých stanic.

Umístění kolejnice
(při pohledu zdola nahoru)☐

LEVÁ strana


☐

PRAVÁ strana

Materiál schodiště

Umístění el. přípojky

Spodní stanice

☒


Standardní

☐

Zkrácený (drop nose)

☐

Sklopný úsek kolejnice (elektricky, minimálně 100 cm rovného úseku)

☐

za zatáčkou 90°

☐

za zatáčkou 180°

☐

Horizontální přechod

Schodiště a
kolejnice

Průběh dráhy

Horní stanice

☒


Standardní

☐

za zatáčkou 90°

☐

za zatáčkou 180°

☐

Horizontální přechod

Schodiště a kolejnice	Přibližná délka dráhy			
	Mezistanice			
	Nabíjecí body mimo stanice nebo mezistanice			
	Podložky pod nohy	☐	Vhodné pokud je na schodišti tlustý koberec	
	Upevnění do zdi	☐	Popsat do poznámky	
Barevnost kolejnice				
		☒ Světle šedá	☐ Šedo černá	☐ Hnědá
Sedák a stupačka	Typ sedáku	☒ Style		
				
		☒ Zářivě červená (cherry red)	☐ Vanilkově žlutá (vanilla beige)	☐ Popelavě bílá (ivory white)
	Ovládání sedačky	☒ Na pravé područce	☐ Na levé područce	
	Bezpečnostní pás	☒ Navíjecí-na pravou ruku	☐ Navíjecí-na levou ruku	
		☐ Na suchý zip	☐ Na suchý zip, délka XXL	
	Čtyřbodový pás	☐ Malý	☐ Střední	☐ Velký
	Stupačka	☒ Standardní	☐ Malá	
		☐ Zkosená	☒ Rozhodnout při výrobě	
	Sklápění stupačky	☒ Manuální		
	☐ Elektrické (ovl. pod područkou)			
Otočná sedačka	☒ Manuální			
	☐ Elektrické (v horní stanici)			
Ostatní	Zesílené provedení	☐	Zvýšená nosnost 160 kg (Nelze v kombinaci se zvýšenou sedačkou)	
Poznámky				

☐ Zpracovat nabídku jako přílohu žádosti o příspěvek dle zak. č 329/2011